

Bastelanleitung Beckenmodell für Kinder ♂/♀

Material ♀

- 1 ovaler Badeschwamm
- 1 kleinen Lockenwickler (Rectum/Anus)
- 1 Schaumstoff-Lockenwickler (Vagina)
- 1 Strohhalm (Harnröhre)
- 1 kleiner Luftballon (Blase)

Material ♂

- 1 ovaler Badeschwamm
- 1 kleiner Lockenwickler
- 1 Papilote (biegsam)
- 1 kleiner Luftballon



1. Schneide mit einer Schere passende Löcher für die jeweiligen Ausscheidungsorgane und Körperöffnungen in den Schwamm.
2. Stecke die oben aufgeführten Materialien in die jeweiligen vorbereiteten Löcher in den Schwamm.
3. Kürze den Strohhalm bei dem weiblichen Modell entsprechend der Anatomie und biege die Papilote bei dem männlichen Modell entsprechend der anatomischen Krümmungen der Harnröhre.
4. Zum Schluss befestigst Du den Luftballon am Strohhalm bzw. an der Papilote.

Nun kannst Du Deine beiden Modelle eingesetzt in ein knöchernes Beckenmodell aus Schaumstoff oder auch hartem Material oder auch ohne diese zu Veranschaulichung kindgerecht in der Therapie einsetzen.

Wir wünschen Dir viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit!

Daniela, Sevinc und Juliane

♀



♂

